

Wb, Elisa용 Tmem176B 토끼 다클로날 항체 - Q3Ybm2

품목 번호: CM0023799

소개

TMEM176B (LR8)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 수지상 세포 성숙 및 소뇌 발달 연구에 적합합니다. - Q3YBM2

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM176B Rabbit pAb
비고/별칭	TMEM176B; LR8; MS4B2; transmembrane protein 176B
종(Species)	Human
유전자 ID	28959
면역원(Immunogen)	인간 TMEM176B (NP_001094781.1)의 아미노산 1-65에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q3YBM2
단백질 분자량	25kDa/29kDa
배송(Shipping)	아이스팩