

Wb, Elisa용 Tmem18 폴리클로널 항체 - Q96B42

품목 번호: CM0023418

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 TMEM18 토끼 폴리클로널 항체입니다. 사람 및 쥐 샘플과 반응합니다. 전사 억제, 세포 이동 및 DNA 결합 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM18 Rabbit pAb
비고/별칭	IncND; TMEM18
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	129787
GeneID	129787
면역원(Immunogen)	사람 TMEM18 (NP_690047.2)의 아미노산 40-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q96B42
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)