

Wb, Elisa용 Tmem192 항체 단일클론 항체 - Q8Iy95

품목 번호: CM0002736

소개

인간 TMEM192를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐 샘플과 반응합니다. 리소솜 및 후기 엔도솜 막 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM192 Rabbit mAb
종(Species)	인간(Human)
GeneID	201931
면역원(Immunogen)	인간 TMEM192 (NP_001093859.1)의 아미노산 1-271에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q8IY95
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)