


Wb 및 Elisa용 Anti-Tmem2 토끼 다클론 항체 - Q9Uhn6

품목 번호: CM0020491



소개

세포 표면 히알루론산분해효소인 인간 TMEM2(CEMIP2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에 교차 반응성을 보입니다. 히알루론산 대사 및 세포 부착 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM2 토끼 pAb
비고/별칭	TMEM2
종	인간
유전자 ID(인간)	23670
면역원	인간 TMEM2(NP_037522.1)의 아미노산 1150-1250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9UHN6
단백질 중량	154kDa
배송	아이스팩