

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Tmem25 토끼 다클론 항체 - Q86Yd3

품목 번호: CM0016056

소개

인체 TMEM25를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 TMEM25를 검출합니다. 신경 흥분성 및 NMDA 수용체 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM25 토끼 pAb
비고/별칭	TMEM25
종	인간
GeneID (인간)	84866
GeneID	84866
면역원	인간 TMEM25의 아미노산 223-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001137506.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q86YD3
단백질 무게	39kDa
배송	아이스팩