

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tmem43 단일클론 항체 - Q9Btv4

품목 번호: CM0003887

소개

TMEM43(LUMA)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 핵막, 선천성 면역 및 청각 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM43 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
종	인간
유전자 ID (인간)	79188
면역원	인간 TMEM43(NP_077310.1)의 아미노산 35-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BTV4
단백질 무게	45kDa
배송	아이스팩