

Wb 및 Elisa용 Anti-Tmem61 토끼 다클론 항체 - Q8N0U2

품목 번호: CM0021325

소개

인간 TMEM61을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 22 kDa 막관통 단백질을 검출하며, 막 단백질 연구 및 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TMEM61 토끼 pAb
비고/별칭	TMEM61
종	인간
GeneID (인간)	199964
면역원	인간 TMEM61의 91~210번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_872338.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N0U2
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩