

Wb, Elisa용 항-Tmf1 토끼 다클론 항체 - P82094

품목 번호: CM0024436

소개

인간 TMF1(ARA160)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 역수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMF1 토끼 pAb
비고/별칭	TMF; ARA160; TMF1
종	인간
유전자ID	7110
면역원	인간 TMF1 아미노산 900-1000 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_009045.2)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P82094
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스 팩