

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Tmlhe 토끼 다클로날 항체 - Q9Nvh6

품목 번호: CM0025352

소개

인간 TMLHE(카르니틴 생합성 관련 미토콘드리아 효소)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 트리메틸리신 디옥시게나이스를 타겟으로 하며, 대사 및 자폐증 연구에 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                 |
| 제품명         | TMLHE Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭       | TMLD; TMLH; BBOX2; AUTSX6; TMLHED; XAP130; TMLHE                  |
| 종           | 인간(Human)                                                         |
| 유전자 ID (인간) | 55217                                                             |
| 유전자 ID      | 55217                                                             |
| 면역원         | 인간 TMLHE (NP_001171726.1)의 아미노산 167-376에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                        |
| 카테고리        | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                    |
| 애플리케이션      | IF/ICC, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간(Human)                                                         |
| SWISS       | Q9NVH6                                                            |
| 단백질 분자량     | 50kDa                                                             |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                                    |