


Wb 및 Elisa용 Anti-Tmod1 폴리클로날 항체 - P28289

품목 번호: CM0027454



소개

TMOD1 Rabbit pAb (P28289)는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 TMOD1을 검출합니다. Tropomodulin-1은 액틴 필라멘트의 뾰족한 끝을 캡핑합니다. 세포골격 및 액틴 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TMOD1 Rabbit pAb
비고/별칭	TMOD; ETMOD; D9S57E; TMOD1
종	인간
GeneID (인간)	7111
GeneID	7111
면역원	인간 TMOD1 (NP_003266.1)의 아미노산 1-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28289
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백