

Wb, Elisa용 Anti-Tmod4 토끼 다클로날 항체 - Q9Nzq9

품목 번호: CM0027544

소개

인간 TMOD4를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. TMOD4는 액틴 필라멘트의 끝을 덮어 세포골격 역학을 조절하는 골격근 트로포모듈린입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMOD4 Rabbit pAb
비고/별칭	SK-TMOD; TMOD4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	29765
GeneID	29765
면역원	인간 TMOD4 (NP_037485.2)의 아미노산 1-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NZQ9
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)