


항-Tmpo 토끼 다클론 항체 - P42166 / P42167

품목 번호: CM0020610



소개

인간 TMPO(LAP2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차반응성을 나타냅니다. 여러 아이소폼(38~75 kDa)을 검출합니다. 핵 구조 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TMPO 토끼 pAb
비고/별칭	TP; LAP2; CMD1T; LEMD4; PRO0868; TMPO
종	인간
유전자 ID(인간)	7112
유전자 ID	7112
면역원	재조합 단백질 인간 TMPO(NP_001027454.1)의 아미노산 1~410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42166/P42167
단백질 분자량	38kDa/50kDa/75kDa
배송	아이스팩