

Wb 및 Elisa용 Anti-Tmprss11A 폴리클론항체 - Q6Zmr5

품목 번호: CM0025350



소개

세포 노화에 관여하는 세린 프로테아제인 TMPRSS11A에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 갖춘 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMPRSS11A Rabbit pAb
비고/별칭	HESP; ECRG1; HATLI; TMPRSS11A
종	인간
유전자 ID	339967
면역원	인간 TMPRSS11A (NP_872412.3)의 아미노산 300-421에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6ZMR5
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백