


Wb, Elisa용 Anti-Tmprss11A 폴리클로널 항체 - Q6Zmr5

품목 번호: CM0013843



소개

인간 TMPRSS11A에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 노화 및 식도암 연구에 유용합니다. 예상 MW는 47 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMPRSS11A Rabbit pAb
비고/별칭	HESP, ECRG1, HATL1, TMPRSS11A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	339967
GeneID	339967
면역원(Immunogen)	인간 TMPRSS11A (NP_872412.3)의 아미노산 300-421에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q6ZMR5
단백질 분자량(Protein Weight)	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)