

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Tmprss2 다클론 항체 - O15393

품목 번호: CM0020136



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 TMPRSS2 토끼 다클론 항체. 바이러스 침입 및 전립선암에 관여하는 인간 TMPRSS2 세린 프로테아제를 검출합니다. 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TMPRSS2 Rabbit pAb
비고/별칭	PRSS10; TMPRSS2
종	인간
유전자 ID (인간)	7113
유전자 ID	7113
면역원	합성 펩티드 인간 TMPRSS2 (NP_005647.3)의 아미노산 1-100번 서열 내에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15393
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩