

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Tmprss2 토끼 단클론 항체 - O15393

품목 번호: CM0008949



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA용 인간 TMPRSS2(PRSS10)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 숙주-바이러스 상호작용, 암 및 단백질 분해 효소 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TMPRSS2 토끼 mAb
비고/별칭	PRSS10; TMPRSS2
종	인간
GeneID (인간)	7113
GeneID	7113
면역원	합성 펩타이드: 인간 TMPRSS2 (O15393)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15393
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩