

Anti-Tmprss6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q8Iu80

품목 번호: CM0013743



소개

Anti-TMPRSS6 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 철 항상성 연구를 위한 matriptase-2를 표적합니다. 재조합 단백질 면역원, 90 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TMPRSS6 Rabbit pAb
비고/별칭	MT2; IRIDA; TMPRSS6
종	인간
GeneID (Human)	164656
GeneID	164656
면역원	재조합 단백질 (인간 TMPRSS6의 아미노산 77-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질, NP_705837.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IU80
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백