

Wb 및 Elisa용 항-Tmtc3 다클론 항체 - Q6Zxv5

품목 번호: CM0017781

소개

인간 TMTC3(O-만노실 전이효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 면역원은 아미노산 615-914에 해당합니다. 소포체 스트레스 반응과 카드헤린 O-만노실화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMTC3 토끼 pAb
비고/별칭	LIS8; SMILE; TMTC3
종	인간
유전자ID (인간)	160418
유전자ID	160418
면역원	제조합 단백질 인간 TMTC3 (NP_861448.2)의 아미노산 615-914에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6ZXV5
단백질 분자량	104kDa
배송 방식	아이스 팩