


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tmx1 폴리클로날 항체 - Q9H3N1

품목 번호: CM0018428



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-TMX1 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 TMX1 단백질(32kDa)을 검출합니다. 레독스 생물학 및 ER 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TMX1 Rabbit pAb
비고/별칭	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
종	인간
GeneID	81542
면역원	인간 TMX1 (NP_110382.3)의 아미노산 210-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H3N1
단백질 무게	32kDa
배송	아이스백