

Anti-Tmx1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H3N1

품목 번호: CM0019614



소개

단백질 이황화물 이성화효소 활성, ER 스트레스 및 중성지방 대사에 관여하는 티오레독신 관련 막단백질인 인간 TMX1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TMX1 Rabbit pAb
비고/별칭	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	81542
GeneID	81542
면역원	인간 TMX1 (NP_110382.3)의 아미노산 210-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9H3N1
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백