


Ihc-P, Elisa용 항-Tnf-A 단일클론 항체 - P01375

품목 번호: CM0007398



소개

검증된 IHC-P 및 ELISA 적용성을 보유한 인간 TNF-α(cachectin, TNFSF2) 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 면역원: aa 77-233을 포함하는 재조합 융합 단백질. 염증, 암 및 자가면역 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNF-α 토끼 mAb
비고/별칭	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF-α
종	인간
유전자 ID (인간)	7124
면역원	인간 TNF-α(NP_000585.2)의 아미노산 77-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01375
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩