

Wb, Elisa용 Anti-Tnf-A Rabbit Monoclonal Antibody - P06804

품목 번호: CM0006578



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 마우스 TNF- α 래빗 모노클로날 항체로, 마우스 및 랫트 TNF- α 를 모두 인식합니다. 염증, 면역 반응 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TNF- α Rabbit mAb
비고/별칭	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlgf; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha; TNF- α
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (Human)	7124
GeneID	21926
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 TNF- α (NP_038721.1)의 아미노산 80-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (모노클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	P06804
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스팩