


Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Anti-Tnf-A 토끼 단일클론 항체 - P01375

품목 번호: CM0005650



소개

인간 TNF-α (SWISS: P01375)를 표적으로 하는
고특이성 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC 및
ELISA에 유효합니다. 사이토카인, 세포자멸사 및 염증
연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TNF-α Rabbit mAb
비고/별칭	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLGIF; TNF-alpha; TNF-α
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7124
GeneID	7124
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 TNF-α (NP_000585.2)의 아미노산 77-233에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P01375
단백질 분자량(Protein Weight)	26 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)