


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tnf-A 토끼 다클로날 항체 - P01375

품목 번호: CM0016171



소개

인간 TNF- α 를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 염증, 세포 사멸(apoptosis) 및 면역 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNF- α Rabbit pAb
비고/별칭	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLGIF; TNF-alpha; TNF- α
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7124
GeneID	7124
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P01375
단백질 분자량	26 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)