


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Tnf-A 토끼 다클론 항체 - P01375

품목 번호: CM0017885



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 인간 TNF- α 에 대한 토끼 다클론 항체. 인간 및 마우스 TNF- α 를 검출합니다. 염증, 세포사멸 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNF- α 토끼 pAb
비고/별칭	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
종	인간
GeneID (인간)	7124
GeneID	7124
면역원	인간 TNF- α (NP_000585.2)의 아미노산 134-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01375
단백질 분자량	26 kDa
배송	아이스팩