

Wb, If/Icc, Elisa용 항Tnf-알파 단클론 항체 - P06804

품목 번호: CM0004854

소개

CamelBio의 TNF-알파 토끼 단클론 항체(마우스 반응성)는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 염증, 세포자멸사 및 면역 조절에 관여하는 26 kDa TNF-알파 사이토카인을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNF-알파 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsfla; TNFalpha; TNF-alpha
종	마우스
유전자 ID (인간)	7124
유전자 ID	21926
면역원	재조합 단백질 마우스 TNF-α (NP_038721.1)의 아미노산 80-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P06804
단백질 분자량	26 kDa
배송	아이스 팩