

Wb, Elisa용 Anti-Tnf Rii/Tnfrsf1B/Cd120B 다클론 항체 - P25119

품목 번호: CM0023952

소개

마우스 TNF RII/TNFRSF1B/CD120b(TNFRSF1B)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 및 마우스 타겟을 인식하며, TNF 신호전달 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNF RII/TNFRSF1B/CD120b 토끼 pAb
비고/별칭	p75; TNFBR; Tnfr2; CD120b; TNF-R2; TNFR80; TNFRII; Tnfr-1; TNF-R75; TNF-R-II; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNF RII/TNFRSF1B/CD120b
종	마우스
유전자 ID (인간)	7133
유전자 ID	21938
면역원	마우스 TNF RII/TNFRSF1B/CD120b (NP_035740.2)의 아미노산 23-258번 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P25119
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스 팩