

Wb 및 Elisa용 항-Tnfa 토끼 다클론 항체 - P16599

품목 번호: CM0023636

소개

쥐 TNFα를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 생쥐 및 쥐 샘플에서 TNF-알파를 검출합니다. 염증, 면역학 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNfα 토끼 pAb
비고/별칭	Tnfa; RATTNF; TNF-alpha; TNFα
종	쥐
유전자ID (인간)	7124
유전자ID	24835
면역원	쥐 TNFα (NP_036807.1)의 아미노산 80-235번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P16599
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩