

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tnfaip3 토끼 단클론 항체 - P21580

품목 번호: CM0002399



소개

웨스턴 블롯, IHC 파라핀 및 ELISA에 적합한 검증된 항-TNFAIP3 토끼 단클론 항체입니다. NF-κB 신호전달과 염증 반응에 중요한 유비퀴틴 편집 효소인 인간 TNFAIP3/A20을 검출합니다. 면역학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFAIP3 토끼 mAb
비고/별칭	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFAIP2; TNFAIP3
종	인간
유전자 ID (인간)	7128
유전자 ID	7128
면역원	인간 TNFAIP3 (P21580)의 아미노산 450-550 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P21580
단백질 분자량	90kDa
배송 방식	아이스백