


Anti-Tnfaip3 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P21580

품목 번호: CM0024052



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 TNFAIP3 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 래트와 반응합니다. 면역원은 인간 TNFAIP3의 아미노산 600-738번에 해당합니다. NF- κ B 신호전달 및 염증에 관여하는 유비퀴틴 편집 효소 A20을 표적으로 합니다. 연구용으로 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNFAIP3 토끼 pAb
비고/별칭	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFAIP2; TNFAIP3
종	인간
유전자ID (인간)	7128
유전자ID	7128
면역원	인간 TNFAIP3 (NP_006281.1)의 아미노산 600-738번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P21580
단백질 분자량	90 kDa
배송 방식	아이스 팩