


Anti-Tnfaip6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P98066

품목 번호: CM0024908



소개

인간 TNFAIP6 (TSG-6)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포외 기질, 염증 및 골 재구성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TNFAIP6 Rabbit pAb
비고/별칭	TSG6; TSG-6; TNFAIP6
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7130
GeneID	7130
면역원(Immunogen)	인간 TNFAIP6 (NP_009046.2)의 아미노산 18-277에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P98066
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)