


Anti-Tnfaip8L2 (Tipe2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q6P589

품목 번호: CM0017960



소개

사람, 쥐, 랫드의 WB, IF/ICC, IP, ELISA용 Anti-TNFAIP8L2 (TIPE2) Rabbit Polyclonal Antibody. TNFAIP8L2는 선천성/적응성 면역을 음성 조절하며; TCR 매개 T세포 활성화 및 자가리소좀(autolysosome) 형성을 억제합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TNFAIP8L2 Rabbit pAb
비고/별칭	TIPE2; TNFAIP8L2
종(Species)	Human
GeneID (사람)	79626
GeneID	79626
면역원(Immunogen)	사람 TNFAIP8L2 (NP_078851.2)의 아미노산 1-184에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q6P589
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)