

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tnfr1/Tnfrsf1A 다클론 항체 - P19438

품목 번호: CM0013310



소개

웨스턴 블롯, IHC, IF/ICC 및 ELISA용 고품질 토끼 다클론 TNFR1/TNFRSF1A 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 TNFR1을 검출합니다. TNF 수용체 신호전달 및 세포사멸 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNFR1/TNFRSF1A 토끼 pAb
비고/별칭	FPF; p55; p60; TBPI; TNF-R; TNFAR; TNFR1; p55-R; CD120a; TNFR55; TNFR60; TNF-R-I; TNF-R55; TNFR1/TNFRSF1A
종	인간
GeneID (인간)	7132
GeneID	7132
면역원	재조합 단백질 인간 TNFR1/TNFRSF1A (NP_001056.1)의 아미노산 345-455에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19438
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백