


Wb, Elisa용 항Tnfr2/Tnfrsf1B 토끼 단클론 항체 - P20333

품목 번호: CM0002800



소개

인간 TNFR2/TNFRSF1B (P20333)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 예상 분자량은 48 kDa입니다. TNF 신호전달 및 세포사멸 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNFR2/TNFRSF1B 토끼 단클론 항체
비고/별칭	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
종	인간
유전자ID (인간)	7133
면역원	합성 펩티드: 인간 TNFR2/TNFRSF1B (P20333)의 아미노산 362-461번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P20333
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩