


Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P20333

품목 번호: CM0014301



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고친화도 anti-TNFR2/TNFRSF1B 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 세포사멸 및 대사 신호전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TNFR2/TNFRSF1B Rabbit pAb
비고/별칭	p75; TBP2; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
종	인간
유전자 ID (인간)	7133
유전자 ID	7133
면역원	인간 TNFR2/TNFRSF1B (NP_001057.1)의 아미노산 295-377에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20333
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백