


Wb, Elisa용 Anti-Tnfrsf10A 폴리클로날 항체 - O00220

품목 번호: CM0029628



소개

인간 TNFRSF10A (DR4/TRAIL-R1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 재조합 면역원 (aa 269-468). WB 및 ELISA 어플리케이션에 적합합니다. 세포자멸사 및 사망 수용체 신호전달 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TNFRSF10A Rabbit pAb
비고/별칭	DR4, APO2, CD261, TRAILR1, TRAILR-1, TNFRSF10A
종(Species)	Human
GeneID (Human)	8797
GeneID	8797
면역원	인간 TNFRSF10A (NP_003835.3)의 아미노산 269-468에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	O00220
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백