


Wb, If/Icc 및 Elisa용 Anti-Tnfrsf10A 토끼 다클론 항체 - O00220

품목 번호: CM0016096



소개

인간 TNFRSF10A(Death Receptor 4/TRAIL-R1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. 약 50 kDa에서 밴드가 검출됩니다(당화된 형태는 더 높은 분자량으로 나타날 수 있음). 외인성 세포사멸 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFRSF10A 토끼 pAb
비고/별칭	DR4; APO2; CD261; TRAILR1; TRAILR-1; TNFRSF10A
종	인간
유전자 ID(인간)	8797
유전자 ID	8797
면역원	인간 TNFRSF10A의 아미노산 269-468에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003835.3)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O00220
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백