

Tnfrsf10D Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

품목 번호: CM0025368

소개

인간 TNFRSF10D (DcR2/TRAIL-R4)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 내인성 TRAIL 디코이 수용체 검출; 마우스와 교차 반응. 세포사멸 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFRSF10D Rabbit pAb
비고/별칭	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D
종	인간
유전자 ID (인간)	8793
유전자 ID	8793
면역원	재조합 단백질 인간 TNFRSF10D (NP_003831.2)의 아미노산 257-386에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UBN6
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백