

Fc용 Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 단일클론 항체 - Q9Ubn6

품목 번호: CM0007240

소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 TNFRSF10D/TRAILR4 (DcR2, TRAIL-R4)를 표적으로 하며, 재조합 단백질 면역원을 사용하여 생산되었고 FC(유세포 분석)용으로 검증되었습니다. TRAIL 유도 세포자멸사 및 디코이 수용체 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFRSF10D/TRAILR4 Rabbit mAb
비고/별칭	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D/TRAILR4
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	8793
유전자 ID	8793
면역원	인간 TNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2)의 아미노산 56-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
적용	FC
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q9UBN6
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백