


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tnfrsf11A 폴리클로날 항체 - Q9Y6Q6

품목 번호: CM0018228



소개

TNFRSF11A (RANK/CD265)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 파골세포 분화 및 면역 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFRSF11A Rabbit pAb
비고/별칭	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	8792
유전자 ID	8792
면역원	인간 TNFRSF11A (NP_003830.1)의 아미노산 466-616에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y6Q6
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스 팩