


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Tnfrsf11A 토끼 다클론 항체 - Q9Y6Q6

품목 번호: CM0017310



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 검증된 고품질 TNFRSF11A 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 파골세포 생성 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNFRSF11A 토끼 pAb
비고/별칭	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
종	사람
GeneID (사람)	8792
GeneID	8792
면역원	사람 TNFRSF11A (NP_003830.1)의 아미노산 466-616 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6Q6
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩