


Wb 및 Elisa용 Anti-Tnfrsf11B Rabbit Polyclonal Antibody - O00300

품목 번호: CM0013401



소개

인간 TNFRSF11B(오스테오프로테제린, OPG)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 파골세포 분화 및 뼈 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFRSF11B Rabbit pAb
비고/별칭	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
종	인간
GeneID	4982
면역원	인간 TNFRSF11B(NP_002537.3)의 아미노산 22-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00300
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백