


Wb 및 Elisa용 항-Tnfrsf13C 토끼 다클론 항체 - Q96Rj3

품목 번호: CM0013868



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 TNFRSF13C(BAFF-R, CD268)에 대한 토끼 다클론 항체이며, 마우스와 교차 반응합니다. B세포 생존 및 면역결핍 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFRSF13C 토끼 pAb
비고/별칭	BAFFR; CD268; CVID4; BAFF-R; BROMIX; prolixin; TNFRSF13C
종	인간
GeneID (인간)	115650
GeneID	115650
면역원	인간 TNFRSF13C(NP_443177.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96RJ3
단백질 분자량	19kDa
운송	얼음팩