


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tnfrsf17 토끼 다클론 항체 - Q02223

품목 번호: CM0017768



소개

인간 TNFRSF17(BCMA)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. B세포 생물학 및 체액성 면역 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TNFRSF17 토끼 pAb
비고/별칭	BCM; BCMA; CD269; TNFRSF13A; TNFRSF17
종	인간
GeneID (인간)	608
GeneID	608
면역원	합성 펩타이드 인간 TNFRSF17(NP_001183.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q02223
단백질 중량	20kDa
배송	아이스팩