

Wb, If-P, Elisa용 항-Tnfrsf25 토끼 다클론 항체 - Q93038

품목 번호: CM0014468



소개

인간 TNFRSF25(DR3, LARD)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 45kDa 단백질을 검출합니다. 세포자멸사 및 림프구 항상성 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNFRSF25 토끼 pAb
비고/별칭	DR3, TR3, DDR3, LARD, APO-3, TRAMP, WSL-1, GEF720, WSL-LR, PLEKHG5, TNFRSF12, TNFRSF25
종	인간
유전자 ID (인간)	8718
면역원	인간 TNFRSF25(NP_683866.1)의 아미노산 25-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q93038
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백