

Wb, Elisa용 Anti-Tnfrsf6B 폴리클로날 항체 - O95407

품목 번호: CM0014587



소개

인간 TNFRSF6B(Decoy receptor 3, DcR3)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 쥐와 반응합니다. 세포자멸사 및 면역 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TNFRSF6B Rabbit pAb
비고/별칭	M68; TR6; DCR3; M68E; DJ583P15.1.1; TNFRSF6B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8771
GeneID	8771
면역원	인간 TNFRSF6B (NP_003814.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	O95407
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백