


Wb, Elisa용 Anti-Tnfsf10 토끼 다클론 항체 - P50591

품목 번호: CM0020668



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 TNFSF10 토끼 다클론 항체입니다. 주요 세포사멸 유도 사이토카인인 인간 TNFSF10/TRAIL을 검출하며, 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFSF10 토끼 pAb
비고/별칭	TL2; APO2L; CD253; TANCER; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A; TNFSF10
종	인간
GeneID (인간)	8743
GeneID	8743
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P50591
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩