


Ihc-P, Elisa용 Anti-Tnfsf11 토끼 다클론 항체 - O14788

품목 번호: CM0021571



소개

IHC-P 및 ELISA 응용 분야를 위한 TNFSF11(RANKL, OPGL)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간 샘플과 반응합니다. 파골세포 분화, 면역 조절 및 골 흡수 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFSF11 토끼 pAb
비고/별칭	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2; TNFSF11
종	인간
GeneID (인간)	8600
GeneID	8600
면역원	인간 TNFSF11(NP_003692.1)의 아미노산 165-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14788
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백