


Wb, Elisa용 Anti-Tnfsf13 (April) 토끼 다클론 항체 - O75888

품목 번호: CM0016523



소개

WB 및 ELISA용 Anti-TNFSF13 (APRIL) 토끼 다클론 항체. 종양 세포 성장 및 면역 과정에 관여하는 사이토카인인 인간 TNFSF13을 인식합니다. 암 및 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TNFSF13 토끼 pAb
비고/별칭	APRIL; CD256; TALL2; ZTNF2; TALL-2; TNLG7B; TRDL-1; UNQ383/PRO715; TNFSF13
종	인간
유전자ID (인간)	8741
유전자ID	8741
면역원	인간 TNFSF13 (NP_742085.1)의 아미노산 105-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75888
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백