


Anti-Tnfsf13B 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - Q9Y275

품목 번호: CM0028572



소개

인간 TNFSF13B(BAFF)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. B세포 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TNFSF13B 토끼 pAb
비고/별칭	DTL; BAFF; BLYS; CD257; TALL1; THANK; ZTNF4; TALL-1; TNLG7A; TNFSF20; TNFSF13B
종	인간
유전자ID (인간)	10673
유전자ID	10673
면역원	인간 TNFSF13B(NP_006564.1)의 아미노산 90-160번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y275
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백